



Правила подготовки к диагностическим исследованиям

Функциональная диагностика

Суточное мониторирование артериального давления

Специальной подготовки для данного исследования не требуется.

При наличии, необходимо предоставить данные предыдущих исследований.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЯ

Прибор будет измерять артериальное давление пациента, надувая надетую на плечо манжету и затем постепенно спуская из нее воздух. Измерения происходят автоматически через определенный интервал времени:

- днем - 15 или 30 мин.;
- ночью - 30 или 60 мин.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Следить за положением манжеты. Нижний край манжеты должен быть выше локтевого сгиба на 1-2 пальца. Если манжета соскользнула вниз на локоть, растянулась, или перекрутилась и надувается «пузырем» с одной стороны, необходимо ее поправить. Необходимо останавливаться и держать руку, включая кисть и пальцы, расслабленной, каждый раз, как только слышен звуковой сигнал прибора или в манжету нагнетается воздух, в противном случае данное измерение может оказаться неудачным и прибор через 2-3 минуты может его повторить, что может привести к болевым ощущениям. Измерение заканчивается, когда воздух из манжеты полностью выйдет.

2. Необходимо следить, чтобы трубка, соединяющая монитор с манжетой, не пережималась.

3. Если измерение доставляет чрезмерный дискомфорт или невозможно обеспечить неподвижность руки, нужно нажать кнопку «СТОП». Следующее измерение будет выполняться через заданный интервал времени.

4. Для проведения дополнительного измерения (например, при симптомах подъема давления) нужно нажать кнопку «СТАРТ» на передней панели прибора.

5. Если воздух из манжеты не уходит полностью или есть признаки неисправности монитора, необходимо снять манжету, обязательно отсоединить ее от прибора и принести монитор в кабинет врача.

6. Если на мониторе нет индикации времени, значит, элементы питания разрядились и дальнейшая работа монитора невозможна. В этом случае выключите монитор и принесите его в кабинет врача.

7. Если необходимо на время снять манжету, обязательно нужно отсоединить ее от монитора. В противном случае она может порваться; в течение всех суток

необходимо заполнять дневник пациента. В столбце «Активность» пациенту необходимо записывать свои действия: пробуждение, отдых, ходьба, транспорт, просмотр телевизора, чтение, принятие пищи, прогулка, бег, подъем по лестнице, сон, ночные пробуждения и др., с указанием времени в первом столбце. Обязательно отмечать периоды отдыха в горизонтальном положении днем и уточнять те моменты, когда задремал. Обязательно отмечать в столбце «Симптомы» боли в сердце, головную боль и т.д. В столбце «Прием лекарств» требуется отмечать прием всех лекарственных препаратов.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОРТОПРОБЫ

Проба проводится либо в течение первых 2 часов после начала мониторинга, либо в вечернее время (20-22 часа).

В вертикальном положении пациент нажимает 3 раза кнопку «СТАРТ» с интервалом в 3 минуты между каждым нажатием, следуя при этом общим правилам поведения при измерении АД.

Не стоит неподвижно стоять в ходе всего этого эпизода исследования, но обязательно останавливаться в моменты измерения. Нужно перейти в горизонтальное положение. Через 1 мин. нажать первый раз кнопку «СТАРТ». С интервалом в 3 минуты 3 раза нажать кнопку «СТАРТ». Если при проведении пробы возникли неприятные ощущения, нужно зафиксировать их в дневнике.